

## 哈佛大动物呼吸机型号 613

### 1、功能简介:

哈佛仪器致力于制造高质量的动物呼吸机并拥有超过 75 年的历史。哈佛大动物呼吸机型号 613 是一款结实耐用的容量控制的呼吸机，因其结构简单而深受全球各实验室的欢迎及使用，通过正确的使用及保养，该设备使用年限可达 30 年。适合大鼠，豚鼠，兔，猫，犬等体重 1.5-50kg 的动物。



### 2、产品特点:

- 2.1 适用于大动物, 体重 1.5kg 至 50kg
- 2.2 运行时仍可调呼吸体积, 范围: 30-750cc/次
- 2.3 可变动的吸呼气比率
- 2.4 结构简单, 质量可靠耐用

### 3、哈佛大动物呼吸机型号 613 技术参数:

型号	613 (产品号: 55-0715, 55-0723)
适合动物	大鼠, 豚鼠, 兔, 猫, 犬等
适合动物体重范围	1.5-50kg
潮气量	30-750ml/次
冲程容量范围	30-750ml/次的可调范围
呼吸频率	7-50 次/分钟
I: E 比率	25-50 每单次冲程
接口尺寸内径、外径	12.7mm, 15.9mm
PEEP	通过附件的水试管可获得
气体提供	室内空气或非可燃性混合气体
电压范围	115VAC 或 230VAC
尺寸, 长×宽×深	50×30×22.5 cm
重量	21 kg